

Bonjour, je suis
medienBuddy®!





LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Intuitif

Attrait émotionnel, design attrayant, facile d'utilisation, stimule l'enthousiasme des élèves pour la technologie

Sécurité

Alimentation en gaz et en électricité contrôlée par l'enseignant via une puce RFID, blocage centralisé automatique des roulettes, arrêt d'urgence à portée de main, capteur d'inclinaison et de choc

Ergonomie

Prises et raccords de gaz à hauteur de table, aucun long câble nécessaire, alimentation multimédia directement sur la table

Économique

Aucune planification complexe requise, aucun travail de structure au plafond ou au sol nécessaire sur place, facile à brancher : une prise de courant standard suffit

Flexibilité

Installez, branchez et c'est parti !

Durabilité

Batterie lithium-fer-phosphate longue durée, sans cobalt ni plomb, 100 % recyclable